

## Gebruiksaanwijzing - warmwaterkruik voor het deels vullen conform BS1970:2012



### Opmerking

Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door en gebruik het artikel uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven, zodat er geen letsel of schade ontstaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing om later na te lezen. Bij doorgave van het artikel moet ook deze gebruiksaanwijzing worden meegegeven.

### Veiligheidsinformatie

Houd er rekening mee dat de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of ongevallen die door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing ontstaan.

### Beoogd gebruik


Voor het welzijn en ontspanning

### Vullen met heet water



Vul de warmwaterkruik met heet water van max. 80°C!  
Controleer de warmwaterkruik voor ieder gebruik op slijtage en beschadigingen! Gebruik uitsluitend onbeschadigde producten.

Maximaal tot 2/3 langzaam met warm water (max. 80°C) vullen, de warmwaterkruik daarbij loodrecht bij de flessenhals houden om te voorkomen dat het water terugspuit. Verwijder de resterende lucht uit de warmwaterkruik door deze langzaam op een vlak oppervlak te laten zakken, tot het water bij de vulopening zichtbaar wordt. De warmwaterkruik bij het **vaste deel** van de kop vasthouden en de schroefdop stevig vastdraaien. Vervolgens controleren of de warmwaterkruik **dicht** en de vultrechter leeg is.





## Voor uw veiligheid

- De warmwaterkruik uitsluitend gebruiken voor het gebruik waarvoor deze bestemd is. De warmwaterkruik is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik op een onbeschadigde huid.
- De warmwaterkruik **niet** vullen met kokend water, ook heet leidingwater kan tot brandwonden leiden.
- **WAARSCHUWING: WARMWATERKRIJEN KUNNEN BRANDWONDEN VEROORZAKEN. VERMIJD DAAROM LANGDURIG C.Q. DIRECT CONTACT MET DE HUID.**
- Indien de mogelijkheid tot een langer contact met de huid zou kunnen bestaan, moet ter voorkoming van brandwonden een passende hoes worden gebruikt.
- Mocht het gebruik van de warmwaterkruik toch brandwonden hebben veroorzaakt, laat de betreffende plaats dan tenminste 10 minuten onder handwarm water afkoelen. Bij twijfel of als er een verslechtering optreedt een arts consulteren.
- Gebruik de warmwaterkruik niet als de warmte als onaangenaam wordt ervaren.
- Niet gebruiken voor kinderen jonger dan 36 maanden.
- Bij kinderen of personen met een gevoelige huid moet een Oppervlaktetemperatuur van <math><42^{\circ}\text{C}</math> worden aangehouden en mag er geen direct huidcontact plaatsvinden.
- Het gebruik voor kinderen, hulpbehoevenden en zieken is **alleen** onder toezicht toegestaan.
- De warmwaterkruik niet te vol gieten, want daardoor kan deze barsten.
- De warmwaterkruik **niet** in de magnetron of de oven verwarmen.
- De warmwaterkruik **niet** als kussen gebruiken of erop gaan zitten.
- Uitsluitend originele Fashy-doppen gebruiken.
- Vóór het eerste gebruik de haak verwijderen
- Wij adviseren om de warmwaterkruik uit hygiënische overwegingen uiterlijk 5 jaar na het eerste gebruik te vervangen.
- Bewaar de aankoopbon dus goed.

## Aanwijzingen voor onderhoud, opslag en verwijdering

- Na gebruik de volledig geleegde warmwaterkruik op een koele, droge en donkere plaats bewaren (opslag: 10 - 25°C).
- De dop tijdens het bewaren losgeschroefd laten.
- Geen voorwerpen op de warmwaterkruik leggen.
- Contact met hete, puntige of scherpe oppervlakken, olie, vet en direct zonlicht vermijden.

- Geen toevoegingen zoals keukenzout, etherische olie en dergelijke gebruiken.
- De warmwaterkruik kan onder stromend water zonder reinigingstoevoegingen worden schoongemaakt.
- Vul de warmwaterkruik niet met water uit het warmwatersysteem van de huisinstallatie, omdat dit de levensduur van de warmwaterkruik aanmerkelijk zou kunnen bekorten.
- Voor warmwaterkruik met hoes geldt: de hoes is afneembaar en wasbaar. Neem de in de hoes ingenaaide wasvoorschriften in acht.
- Het product kan via het normale huisvuil worden afgevoerd.

### Technische gegevens/service

	Gebruiksaanwijzing
	Let op
 <p>warmwaterkruiken uit kunststoff</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ mechanisch-technologische tests</li> <li>■ chemische tests</li> <li>■ productiebewaking</li> </ul> <p>www.tuvsud.com/ffk</p>	<a href="http://www.fashy.de/waerme-zum-wohlfuehlen/qualitaet/">http://www.fashy.de/waerme-zum-wohlfuehlen/qualitaet/</a>
Service	E-mail: <a href="mailto:info@fashy.de">info@fashy.de</a>
Datum:	januari 2022 H 0092

Fashy GmbH  
 Produktion und Vertrieb  
 Kornwestheimer Straße 46

D-70825 Korntal-Münchingen

[www.fashy.com](http://www.fashy.com)